

АКЦИИ

ноябрь –
декабрь 2025



Kerr™

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



Nexus™ RMGI

Стеклоиономерный цемент, усиленный композитной смолой

Повышенная прочность и выдающаяся эстетика



Высокая сила адгезии

Инновационная технология двойной адгезии обеспечивает высокую прочность адгезии к структурам зуба и часто используемым стоматологическим субстратам, включая керамику на основе оксида циркония



Дополнительная защита от вторичного кариеса

Обеспечивает долгосрочное устойчивое выделение фтора, а также высвобождение ионов кальция и цинка в ответ на кислые условия, подавляя рост кариесогенных бактерий и помогая защитить зубы от вторичного кариеса



Выдающаяся эстетика

Обеспечивает высокую прозрачность и стабильность цвета для получения наиболее эстетически привлекательных результатов



Легкое и быстрое удаление излишков

Усовершенствованная технология придает цементу оптимальное гелеобразное состояние и способность к светоотверждению для более предсказуемого клинического результата

35640

Цемент стоматологический
стеклоиономерный
Nexus™ RMGI: 3 шприца (5 г)
прозрачно-белого
оттенка, 24 насадки
для смешивания

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



NX3

Композитный цемент для постоянной фиксации

Удобство фиксации – предсказуемый результат



Высокая эстетика и цветовая стабильность



Примерочные гели соответствуют оттенкам цемента (доступны в составе наборов)



Удобное удаление излишков цемента



Универсальность для всех видов ортопедических конструкций



Совместим со всеми адгезивными системами



Возможность использования для восстановления культи

33643

Цемент NX3, двойного отверждения в двойном шприце (5 г), прозрачный, 8 насадок

33648

Цемент NX3, светотверждаемый, шприц (1,8 г), прозрачный

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ



OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив


- Универсальность применения: для прямых и не прямых реставраций
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание
- Эффективен при нанесении всего одним слоем
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует превосходное проникновение в дентинные каналы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности
- Запатентованная формула с мономером GPDM и инновационной трехкомпонентной системой растворителей обеспечивает надежную адгезию к эмали и дентину
- Тонкая адгезивная пленка не завышает ортопедическую конструкцию

Совместное использование OptiBond™ Universal и NX3

OptiBond™ Universal в сочетании с композитным цементом NX3 обеспечивает высокое качество непрямого бондинга к различным стоматологическим материалам без использования праймера для керамики или металла.



Прочность адгезии к различным стоматологическим материалам



АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



Maxcem Elite™ Universal

Самопротравливающий самоадгезивный
КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ФИКСАЦИИ

Максимальная универсальность и гибкость при работе

Улучшенная формула цемента обеспечивает силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований).

- Нет необходимости в проведении адгезивного протокола, ручного замешивания и хранения в холодильнике
- Высокая цветовая стабильность
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония и керамики на основе дисиликата лития
- Нет необходимости в протравливании корневого канала и нанесении адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов
- Легкое удаление излишков цемента

34057

Цемент Maxcem Elite™ Universal, самоадгезивный; мини-набор (Mini Kit):
1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 4 стандартных смесительных насадок,
4 насадки с широким наконечником, 4 интраоральные насадки

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ


АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025

Гид по выбору цемента для фиксации

Виды материалов		Стеклокерамика: • Дисиликат лития • Лейцитная керамика	Полево-шпатовая керамика	Композиты	Оксид циркония	Металл, PFM сплавы	Золото
Виды конструкций							
Постоянная фиксация	 Виниры	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal			
	 Коронки	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	NX3
	 Вкладки/накладки	NX3	NX3	NX3, Nexus™ RMGI		NX3, Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal	NX3
	 Мостовидные конструкции	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3		Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Мост Мерленд	NX3	NX3	NX3		NX3	
	 Абатмент на имплантаты				Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	
	 Эндодонтический штифт (анкерный, стекловолоконный)					Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	
Временная фиксация	 Временные реставрации			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			
	 Постоянные реставрации			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			

 Наиболее рекомендованный цемент для использования

 Рекомендованный цемент для использования

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



Opti1Step™

Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов

Одношаговая полировка композитных реставраций:
от удаления микроцарапин до придания сухого зеркального блеска



Возможность многократного использования благодаря автоклавированию



Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице



Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент

8000

Полиры Opti1Step, набор Assortment Kit: 12 полиров для композитов (пламя – 4 шт, чашечка – 4 шт, диск – 4 шт)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Доктор Гюнель Джафарова

Врач стоматолог-терапевт.
Клиники «BelgraviaDental Studio» и «Мастерская улыбок», г. Москва



Протокол полировки
Kerr™

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



OptiDisc™ General Assorted Kit

Полировочные диски

Одна система для финишной обработки всех видов реставраций

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя – решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности

4200

OptiDisc™ набор General Assorted Kit, 240 дисков:

Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;

Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;

5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



Cleanic

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия

3386

Паста Cleanic Berry Burst с ягодным вкусом, с фтором, туба (100 г)

3382

Паста Cleanic вкус зелёного яблока, с фтором, туба (100 г)

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025



OptiDam™

Система изоляции рабочего поля

- Простая в освоении и применении система коффердама
- Улучшение обзора и облегчение доступа к рабочему полю
- Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному составу, а также отсутствию обработки тальком

5200 | Коффердам OptiDam™, стартовый набор (Intro Kit) для жевательных зубов: 10 шт, рамка

5203 | Коффердам OptiDam™, стартовый набор (Intro Kit) для фронтальных зубов: 10 шт, рамка

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Доктор Гюнель Джафарова

Врач стоматолог-терапевт.
Клиники «BelgraviaDental Studio»
и «Мастерская улыбок», г. Москва

Видеоинструкция

OptiDam™ и SoftClamp™ –
Инструкция по применению системы изоляции.



Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

АКЦИИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2025

Harmonize™




OptiShade™



Долговечные реставрации, которые сияют

В материалах Harmonize™ и OptiShade™ используется технология адаптивного реагирования ART. Наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой дополнительные связи. Такая структура обеспечивает высокую прочность и продолжительную устойчивость реставрации к трещинам и сколам благодаря высокому содержанию наполнителя (81%).



Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара

Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света. Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.



Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

Жевательная группа. Harmonize™



Доктор Яна Фейдман


Детский стоматолог-терапевт,
частная практика, г. Калининград

1



Исходная ситуация.
Замена несостоятельной реставрации. Пациент, 14 лет.
Определяем окклюзионные контакты до начала лечения
с помощью артикуляционной фольги 8 мкм.

2



Этап удаления старой реставрации и раскрытие полости
на контактной поверхности.
Черной линией показана имитация постановки матрицы
при недостаточном раскрытии полости. Матрица
заламывается и теряет свою форму. Желтые стрелки
обозначают места, в которые матрица может фиксироваться
при неправильном раскрытии полости.

3



Устанавливаем матричную систему с клином и кольцом.
Клин вводим вестибулярно. Обращаем внимание на форму
будущего контакта и анализируем, куда будет смещена точка
контакта: вестибулярно или орально.
В данном случае точка контакта должна быть смещена
вестибулярно, что мы и получили.

4



Вид смоделированной реставрации.
Оттенок Harmonize™ A3D использовался
для восстановления дентинного этажа, оттенок
Harmonize™ A3E для восстановления гребней.

5



Вид сразу после работы с окклюзионными контактами.

6



Вид реставрации через полгода без дополнительной
полировки и гигиены.

Фронтальная группа. Harmonize™ и OptiShade™



Доктор Гюнель Джафарова

Врач стоматолог-терапевт.

Клиники «BelgraviaDental Studio» и «Мастерская улыбок», г. Москва

1



Исходная клиническая ситуация.
Пришеечный кариес на зубах 4.3, 4.4.

2



Ретракция десны и препарирование.

3



Изоляция зубов с помощью системы OptiDam™,
далее адгезивная подготовка OptiBond™ FL.

4



Реставрация композитным материалом Harmonize™ A3,5 E,
OptiShade™ Medium до полировки.

5



Вид реставрации после полировки с помощью
полировочных систем OptiDisc™, Identoflex™ Composite –
Yellow, Opti1Step™, Identoflex™ Composite – White.



Жевательная группа. Nexus™ RMGI



Доктор Сергей Горев

Врач-стоматолог-терапевт-ортопед-хирург,
ассистент кафедры стоматологии ДПО
Омского Государственного Медицинского университета,
г. Омск

1



Пациентка 56 лет.
Обратилась с острыми жалобами на болезненность при накусывании, боли от температурных раздражителей в области зуба, припухлость десны, подвижность стенки зуба.

2



Осколок удалён.
Совместно с пациенткой принято решение о сохранении и проведении реставрации данного зуба.
Не удалось достичь условий для изоляции в данное посещение. Наложена временная десневая повязка, повторный прием назначен через 2 дня.

3



Через 2 дня продолжено лечение.
Оценка витальности зуба – холодовой тест положительный (2 сек). Принято решение о сохранении витальности зуба.
Изоляция, восстановление целостности культевой части.
Получены оттиски. Оттиски переданы в лабораторию.
Восковое моделирование. Препарирование зуба под искусственную коронку, формирование в области перелома вертикальной границы препарирования.

4



Изготовлена временная коронка прямым методом.
Наблюдение 4 недели.

5



Вид контура прорезывания через 4 недели.
Сняты оттиски для изготовления постоянной реставрации.

6



Изготовлена искусственная коронка из оксида циркония в полную анатомию с полированной поддесневой частью.
Фиксация на цемент Nexus™ RMGI.



Вебинар Сергея Горева
«Цементы для фиксации не прямых реставраций»

1



Пациентка 44 года.
Восстановление боковой группы зубов справа после сложного эндодонтического лечения и сильной «разрушенности».
Вид препарирования в первом сегменте.

2



Вид препарирования в четвертом сегменте после снятия временных конструкций.

3



Далее были сняты оттиски и изготовлены одиночные металлокерамические коронки с круговой гирляндой.

4



Фиксация конструкций на на цемент Nexus™ RMGI.

5



Вид конструкции после фиксации в первом сегменте через 1 месяц.

6



Вид конструкции после фиксации в четвертом сегменте через 1 месяц.

Жевательная группа. NX3



Доктор Мурад Гаммадаев

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.
Стоматологическая клиника Доктор Мартин, г. Москва

1



Исходная ситуация зубы 3.6, 3.7.
Предварительно подготовленный терапевтический Build-up из композитного материала Harmonize™ A3D с использованием адгезивной системы OptiBond™ FL, вид окклюзионно.

2



Вид вестибулярно.

3



Изготовление mock-up из пластмассы для временных коронок.

4



Проверка контактных пунктов.

5



Начало препарирования маркировочным бором.

6



Финальное препарирование под постоянную конструкцию – вид окклюзионно.

7



Финальное препарирование под постоянную конструкцию – вид вестибулярно.

8



Фиксация временных реставраций на текучий материал Herculite™ XRV Ultra Flow.

9



Готовые керамические реставрации.

10



Изоляция с помощью системы OptiDam™ и фиксацией SoftClamp™. Пескоструйная обработка Al2O3 - 27 мкм зуба 3.7, далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL.

11




Фиксация керамической реставрации на цемент светового отверждения NX3 — зуб 3.7.

12



Вид реставрации после очищения от излишков цемента.

13



Пескоструйная обработка Al2O3 — 27 мкм зуба 3.7, далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL.

14



Вид керамических реставраций 3.6, 3.7 после фиксации.

15



Контроль окклюзионных контактов.

16



Вид реставраций после полировки с помощью системы Identiflex™ Diamond Ceramic.

Адгезивный протокол OptiBond™ FL



Доктор Руслан Беретарь

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Автор методических пособий и курсов по прямой реставрации.

Учредитель и главный врач клиники «RBCLINIC», г. Майкоп

Я использую OptiBond™ FL уже более 11 лет на терапевтическом и ортопедическом приеме. Адгезив высоко наполнен — поэтому он обеспечивает выживание шва реставрации в долгосрочной перспективе. Кроме того, при соблюдении протокола вы не столкнетесь с проблемой «белой линии» и постпломбировочной чувствительности. Любите своих пациентов: не пересушивайте дентин перед нанесением праймера и работайте строго по инструкции.

Данный отзыв представляет мнение доктора Беретаря. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.

Этап 1. Gel Etchant

1



Динамическое протравливание эмали в течение 15 сек.

2



Протравливание дентина в течение 5 сек.

3



Тщательное промывание полости в течение 15–20 сек. до полного удаления геля. Удаление из полости излишков влаги. НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ!

ВАЖНО! Густая консистенция Gel Etchant позволяет контролируемо протравливать эмаль и дентин отдельно друг от друга, что является критичным, учитывая разную степень минерализации и, следовательно, РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ.

OptiBond™ FL

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 30-летним опытом применения. «Золотой стандарт» по мнению ведущих университетов мира
- Высокая наполненность (48 %) позволяет надежно запечатать дентин и обеспечить высокий уровень защиты от микроподтеканий
- Простой протокол: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание

26684 E

OptiBond™ FL, набор: 1 флакон праймера (8 мл), 1 флакон адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

25882 E

адгезив, флакон (8 мл)




Этап 2. Праймер OptiBond™ FL

1



Внесение праймера на поверхность дентина легкими втирающими движениями в течение 15 сек.

2



Повторное внесение праймера для гибридации всего объема деминерализованного дентина.

3



Просушивание поверхности струей воздуха для более равномерного распределения праймера и испарения растворителя.


Этап 3. Адгезив OptiBond™ FL

1



Внесение адгезива на поверхность эмали и дентина. Деликатно раздуйте его струей воздуха до тонкого равномерного слоя.

3



Полимеризация в течение 20 сек.

ВАЖНО! Высокая наполненность адгезива (48 %) гарантирует формирование прочного адгезивного слоя, также выполняющего функцию суперадаптивного слоя.



Доктор Ильяс Османов

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Кандидат медицинских наук.

Основатель «Центра современной стоматологии "IL'FA", г. Москва



Видеоинструкция

« Я использую OptiBond™ FL, так как он является самым наполненным адгезивом из всех, что представлены на рынке, а наполненность — значит прочность! OptiBond™ FL прост в использовании и не даром является золотым стандартом среди всех адгезивов такое долгое время. »

Данный отзыв представляет мнение доктора Османова. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.

Kerr™ | Telegram-бот



Каталог продукции

быстрый и удобный поиск информации о продуктах (документация, артикулы для заказа)



Протоколы применения

Пошаговые протоколы в формате фото и видео, клинические кейсы от ведущих стоматологов, рекомендации от производителя



Где купить

Контакты официальных дилеров и представителей **Kerr**



Задать вопрос

Консультация с представителем **Kerr** в режиме онлайн или по электронной почте





События

Календарь мероприятий и регистрация на бесплатные вебинары



Новостная рассылка



Присоединитесь к Telegram-боту Kerr™
и получите сборник с записями вебинаров

Список официальных дилеров
представлен на сайте www.kerrdental.com

Информация об образовательных мероприятиях
представлена на сайте www.kerruniversity.ru

Мы в социальных сетях: [@kerrdentalrussia](https://www.instagram.com/kerrdentalrussia)